

13. ECL Western Blotting Substrate


1. 200 mL hacimde olmalıdır.
2. Kit içerisinde 100 mL Clarity Western Peroxide Reaktifi (Clarity Peroxide Solution) ve 100 mL Clarity Western Luminol/Enhancer Reaktifi (Clarity Luminol Substrate) içermelidir.
3. PVDF ve nitroselüloz membranlarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Femtogram düzeyinde hassasiyete sahip olmalıdır.
5. 24 saat sinyal süresi olmalıdır.
6. Tavsiye edilen primer antikor seyreltme oranı 1:1000 - 1:15000, sekonder antikor seyreltme oranı 1:25000 - 1:150000 olmalıdır.
7. Oda sıcaklığında 1 yıl saklanabilmelidir. Saklama koşulları +2-8 °C özellikte olmalıdır.

11. %40 Acrylamide/Bis Solution 29:1 (500 mL)

1. 500 mL hacimde olmalıdır.
2. 40 % (w/v), 3.3 % C olmalıdır.
3. pH'sı 6-8 aralığında olmalıdır.
4. Serbest akrilik asit içeriği <0.03 % olmalıdır.
5. İletkenliği (μ S) <100 olmalıdır.
6. Tüm elektroforez yöntemlerinde kullanılabilmelidir.
7. Saklama koşulları +2-8 °C özellikte olmalıdır.

12. Chromatography Paper, Whatman kâğıdı

1. Kutusunda en az 100 adet olmalıdır.
2. 3 mm CHR 20 cm x 20 cm olmalıdır.



10. RIPA Buffer /100 mL

1. 100 mL hacimde olmalıdır.
2. Western Blot için kullanıma uygun olmalıdır.
3. İçerisinde 0.5 M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5 M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10 % NP-40, 10 mM EDTA olmalıdır.
4. +2- 8 °C'de saklanabilmelidir.
5. Ürün saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

5. Lipopolysaccharides (LPS) (25 mg)

1. Fenol ekstraksiyonu ile Escherichia coli (O111:B4 veya O55:B5)'den saflaştırılmış olmalıdır.
2. Liyofilize toz halinde olmalıdır.
3. Kararlılığı 2 yıldan fazla olmalıdır.
4. Ürün 2-8 °C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.